



# A2k

## РУЧНАЯ КРОВАТЬ



**SAIKANG** / Medical

Оздоровим  
вашу жизнь

## A2k

### ОСОБЕННОСТИ



#### Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш*В)	2110x960x490 mm
▪ Платформа матраса	1925x820 mm
▪ Макс. Нагрузка	200 kg
▪ Регулировка спинки	0-75° (±10°)
▪ Регулировка наколенника	0-35° (±10°)



#### Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Ручная рукоятка	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Двойные боковые колеса	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Складные боковые ограждения	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> ABS изголовья и изножья с замками	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> 4-крюковая стойка для капельницы	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервное отверстие для стойки капельницы	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Крюк для дренажного пакета	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Держатель для матраса	2 шт.



**Сталь | Краска**

Ваosteel, одна из 500 крупнейших компаний мира. Процедур порошкового крашения состоит на 11 этапов, толщина напыления 0,12 мм, яркость 60°, ударопрочность 50 кг.

**Пластичная часть**

Экологический пластик можно стерилизовать при температуре 100 °С, прочность на растяжение до 30 Мпа.

**Бамперная крышка**

Уменьшит воздействие столкновения, безопасно и обтягивающе.

**Рукоятка**


Складные рукоятки, после 100,000 разовых пользования в хорошем состоянии.

**Дизайн**

Современный дизайн. Панель изголовья и изножья изготовлены вставленными огнестойким материалами ABS, встроенная конструкция более крепко. Легкая очистка и установка.

**Каркас**

Каркас оформляется односторонней штамповкой, со равной поверхностью без сварочного шва, а несущая способность составляет 200 кг. Возможно менять на материал амфенол которой можно для просвечивания рентгеновскими лучами.

**Заграждение**


Алюминиевое складное ограждение с замком.

**Колеса**

5" закрытое колесо. TPR материал, проход 30 км без износа, корпус колеса с защитой от намотки, без винта, прецизионная конструкция. Нагрузка 120 кг, прогулка 30 км, столкновение с препятствиями 500 раз без деформации или повреждений.

**Крюк для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный.

**Стойка для капельницы**

Изготовлен нержавеющей, грузоподъемность: 15 кг.





## ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



## ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

### South America Branch

**Saikang Medical Technology, Inc**  
W3400 Corrientes, Argentina  
TEL: +55 (11) 2758-0438  
Rua Universal, Hollywood,  
São Bernardo do Campo,  
Brazil  
TEL: +55 (11) 2758-0438

### East Africa Branch

**Saikang Medical Technology Ltd**  
Mezzanine Floor, Taj Tower,  
upper hill, nairobi, Kenya  
TEL: +254714084806

### South East Asia Branch

**Saikang Medical Technology Ltd**  
Sala Thammasop Subdistrict  
Thawi  
Watthana District  
Bangkok Thailand  
TEL: +66 642741046

### UK Branch

**Uk Healthward International Limited**  
DEPT 111,  
196 High Road Wood Green,  
London, N22 8HH  
United Kingdom  
TEL: +31 (0) 202111106

### Russia Branch

**LLC 'SAIKANG'**  
454004, Russian Federation,  
Chelyabinsk,  
Universitetskaya  
Naberezhnaya, Russia  
TEL: +7 (919)300-00-06

### Mid East Branch

**Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC**  
Musaffah  
P.O Box 53200, Abu Dhabi,  
UAE  
Tel: +971 585710652

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог