



A501

МЕДИЦИНСКИЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ



SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

A501

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш*В)	2125x550x(600-950)mm
▪ Обратный тренделенбург	0-15°
▪ Тренделенбург	0-20°
▪ Боковой наклон влево / вправо	0-15°
▪ Головная пластина вверх / вниз	40°/90°
▪ Задняя панель вверх / вниз	85°/40°
▪ Ножная пластина вверх / вниз	15°/90°
▪ Высота моста почки	0-800mm
▪ Горизонтальное скольжение	0-360mm
▪ Горизонтальное вращение	180°
▪ Сгибать	95°
▪ Рефлекс	220°

Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Каркас кровати	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Рамка ширмы для анестезии	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Матрас	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Держатель рукоятки	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Опора для голени	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Поддержка плеча	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Поддержка тела	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Опора для ног	2 шт

Материал

Основание, колонна и боковой держатель изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 304, которая является антикоррозийной и легко для очистки.

**Двойная система управления**

Все функции управляются и ручным контроллером, и панелью управления на колонке основания стола. С ЖК-дисплеем на ручном контроллере, прост в эксплуатации. С панелью управления на колонке основания стола, в случае аварийного отказа ручного контроллера.




С функцией поворота столешницы на 180.




С функцией сброса одной клавиши, сгибания и повторного сгибания одной клавишей.

**Система управления**




Электрическая система управления тормозом, позволяет легкое перемещение операционного стола.

**Мостика почек**

Встроенный мостик для почек, более удобный и приятный внешний вид.

**Матрас**

Чехол из искусственной кожи, матрас с эффектом памяти, легкая чистка, толщина матраса: 5 см.

**Рамка ширмы для анестезии****Опора для голени****Держатель рукоятки****Плечевой держатель****Поддержка тела**

Профессиональные функции

Самое низкое положение
столешницы

600mm



Самое высокое положение
столешницы

950mm



Задняя панель вверх/ вниз

85°/40°



Высота моста почки

0-80mm



Обратный тренделенбург

0°-15°



Тренделенбург

0°-20°




Боковой наклон вправо

0°-15°



Боковой наклон влево

0°-15°



Головная пластина вверх

0°-40°



Головная пластина вниз

0°-90°



Ножная пластина наружу

0°-90°



Ножная пластина вниз

0°-90°





ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог