



СХ2х

КРОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ



SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

CX2x

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш*В)	1880x900x1260 mm
▪ Высота кровати	585 mm
▪ Платформа матраса	1770x720 mm
▪ Регулировка спинки	0-75° (±10°)
▪ Регулировка наколенника	0-35° (±10°)



Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Ручная рукоятка	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Двойные боковые колеса	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Заграждение с полной защитой	1 ком.
<input checked="" type="checkbox"/> Пластические изголовья и изножья с рисунком медведи	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Стойка для капельницы	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Резервные отверстие для стойки капельницы	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Крюк для дренажного пакета	2 шт.
<input checked="" type="checkbox"/> Газовая буферная пружина	4 шт.



Дизайн

Каркас кровати формируется путем гибки и сварки листового металла, что уменьшает мертвый угол распыления пластика и делает изделие более красивым.

**Пластичная часть**

Экологический пластик можно стерилизовать при температуре 100 °С, прочность на растяжение до 30 Мпа.

**Сталь | Краска**

Baosteel, одна из 500 крупнейших компаний мира. Процедур порошкового крашения состоит на 11 этапов, толщина напыления 0,12 мм, яркость 60°, ударпрочность 50 кг.

**Сварка**

Автоматическая сварка гарантирует полные плавные сварки.

**Рукоятка**

Складные рукоятки, после 100,000 разовых пользования в хорошем состоянии. Три функции выполняются с помощью рукояток.

**Каркас**

Конструкция вогнутого вентиляционного отверстия пластиковой панели распылителя обладает высокой воздухопроницаемостью и может эффективно предотвращать образование пролежней. Панель кровати соединена соединителями из листового металла, что более удобно для сборки.

**Заграждение**

Приминяется подъемное ограждение из алюминиевого сплава, расстояние между защитной трубкой составляет менее 8 см, и есть 3 шестерни для регулировки высоты, защита от защемления рук для защиты безопасности детей.

**Изголовье и изножье**

Изножье и изголовье цельно сформированы выдувным формованием из полипропилена, которое является теплым и красивым и может эффективно защитить кровать и пациента от столкновения со стеной.

**Колеса**

Четыре 5-дюймовых бесшумных колеса, каждое с независимыми тормозами.

**Крюк для дренажного пакета**

Пластичный дренажный крюк, подвижный.

**Стойка для капельницы**

Изготовлен нержавеющейкой, грузоподъемность: 5 кг.



Универсальный держатель и держатель для обуви





ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог