



A99-7

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКУШЕРСКАЯ КРОВАТЬ




SAIKANG / Medical

Оздоровим
вашу жизнь

A99-7

ОСОБЕННОСТИ



Технические параметры

▪ Габариты (Д*Ш*В)	1980x720x(630-880) mm
▪ Задняя панель вверх	55°
▪ Задняя панель вниз	18°
▪ Посадочная пластина поднята вверх	35°
▪ Опущенная пластина сиденья	5°
▪ Ножная доска наружу	90°



Техническая фигурация

<input checked="" type="checkbox"/> Каркас кровати	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Педальный контроллер	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Ручной контроллер	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Рамка ширмы для анестезии	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Опора для ног	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Опора для рук	2 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Раковина из нержавеющей стали	1 шт
<input checked="" type="checkbox"/> Ручка	2 шт



Материал

Базовая крышка изготовлена из высококачественного АБС-пластика. Его можно стерилизовать при температуре выше 100 °С. Предел прочности при растяжении до 30 МПа. Базовая конструкция изготовлена из высококачественной бесшовной стали, сваренной роботом с высокой прочностью.

**Вспомогательная пластина**

Вспомогательная пластина легко поворачивается и демонтируется. Угол поворота: 90°.

**Двойная система управления**

Все движения управляются ножной педалями или ручным контроллером.

**Система управления**

Все движения управляются электричеством: спинка, сиденье, высота стола.

**Матрас**

Бесшовный поролоновый матрас с водонепроницаемым полиуретановым покрытием. Легкая очистка и дезинфекция.

**Раковина из нержавеющей стали**

Оснащен канализационным тазом из нержавеющей стали и другими различными аксессуарами.

**Опора для рук**

Гибкая регулировка пластины рычага.

**Ручка**

Ручки можно сложить в горизонтальное положение. Легкая мобилизация пациента.

**Опора для ног****Педальный контроллер**



ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



Дизайн



Исследование



Производство



Обслуживание



Услуга



ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
КОД АКЦИИ: 870098

📍 No. 35, Lehong Роуд · Чжанцзяган (Цзянсу) · Китай

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Видео компании



Общий каталог